



## ガイドライン遵守下で さらなる安全な採血業務を目指して

2019年3月に日本臨床検査標準協議会(JCCLS)標準採血法ガイドライン(GP4-A3)が発行され、ガイドラインに遵守した安全な採血業務、医療安全の更なる促進を目的に2020年4月から血液採取料が変更されました



# 35点

2020年4月 診療報酬改定

25点

2016年4月 診療報酬改定

30点

2018年4月 診療報酬改定



# ボタン式安全機構により、 医療従事者の針刺し損傷防止を目指します



ペンタポイント™ 技術を用いた針先



さらに2面加わった5面カット

## BD バキュテイナ® ウルトラタッチ™ プッシュボタン ブラッドコレクションセット

- BD RightGauge™ Ultra-thin カニューーラの導入により、血液流入時間を短縮します
- PentaPoint™ 技術を用いた5面カットベベルにより、穿刺抵抗力を約25%軽減します\*
- プッシュボタン式安全機構により、抜針後の針刺し損傷のリスクを軽減します
- 本体部分で逆血を確認することができます
- 片手操作でより効率的な採血手技が実現でき、ボタンを押すだけで針が本体に格納されます

\*当社社内データ：弊社従来品 23G と BD バキュテイナ® ウルトラタッチ™ プッシュボタン ブラッドコレクションセット 23G の比較

カタログ番号	カラー	針サイズ		附属チューブの長さ (インチ)	出荷単位	統一商品 コード
		太さ	長さ (インチ)			
367365	■	21G	3/4"	12" (ルアーアダプター付)	50本 / 箱	555489732
367364	■	23G	3/4"	12" (ルアーアダプター付)	50本 / 箱	555489725

販売名:BD バキュテイナ ブラッドコレクションセット 医療機器認証番号:220AFBZX00064000

## BD バキュテイナ® プッシュボタン ブラッドコレクションセット (採血用)

- プッシュボタン式安全機構により、抜針後の針刺し損傷のリスクを軽減します
- 本体部分で逆血を確認することができます
- 片手操作でより効率的な採血手技が実施でき、ボタンを押すだけで針が本体に格納されます

カタログ番号	カラー	針サイズ		附属チューブの長さ (インチ)	出荷単位	統一商品 コード
		太さ	長さ (インチ)			
367344	■	21G	3/4"	12" (ルアーアダプター付)	50本 / 箱	555621880
367342	■	23G	3/4"	12" (ルアーアダプター付)	50本 / 箱	555621873

販売名:BD バキュテイナ ブラッドコレクションセット 医療機器認証番号:220AFBZX00064000

## BD バキュテイナ® プッシュボタン インフュージョンセット (輸液用)

カタログ番号	カラー	針サイズ		附属チューブの長さ (インチ)	出荷単位	統一商品 コード
		太さ	長さ (インチ)			
367326	■	21G	3/4"	12"	50本 / 箱	555395521
367324	■	23G	3/4"	12"	50本 / 箱	555394623

販売名:BD プッシュボタン・インフュージョンセット 医療機器認証番号:220AFBZX00229000

# シリンジ採血後、安全かつ正確に採血管や 血液培養ボトルに分注するための安全機材です



## BD バキュテイナ® ブラッドトランスファー デバイス

- シリンジ採血専用の分注器です
- 針刺し損傷のリスク及び血液曝露のリスクを軽減します
- BD バクテック™ 血液培養ボトルへの血液分注にも対応しています

カタログ番号	出荷単位	統一商品コード
36488000	198個 / 箱	555933884

販売名:BDバキュテイナシステム 医療機器認証番号:15000BZY00702000

製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社:〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX:024-593-3281

[bd.com/jp/](http://bd.com/jp/)

BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. ©2020 BD. All rights reserved.  
62-125-01

