




ハザーダス・ドラッグ セーフティ 製品総合カタログ



BD ファシール™ システム 調製、運搬、投与から

調製



より安心・安全な薬剤調製を実現する3つの特長

等圧機能付き エクспанションブラダ



等圧機能を有するエクспанションブラダが薬液注出時に生じる圧力を調整し、高い閉鎖性を保ちます。

針刺し損傷防止 デザイン




針は封入されており、薬液の注出入を密閉状態で行うことができます。

ダブルメンブレン構造



すべてのBD ファシール™ システムは、接続部に特殊なメンブレンを使用しており、高い閉鎖性で薬液の漏出を防ぎます。




投与


プライミングセットタイプ (1薬剤1ライン)

抗がん薬の投与形式: 側管
薬剤交換: ライン単位

点滴筒有りタイプ




点滴筒無しタイプ




スパイクセットタイプ (1薬剤1スパイク)


抗がん薬の投与形式: 主管/側管
薬剤交換: 輸液バッグ単位

シングルタイプ



ダブルタイプ






BD ファシール™ プロテクタ

製品形状	カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位	対応バイアル口径	対応容量
	515109	BD ファシール™ プロテクタ P14J	50個/箱	13mm	20mL
	515121	BD ファシール™ プロテクタ P15J	50個/箱	15mm	20mL
	515110	BD ファシール™ プロテクタ P21J	50個/箱	20mm	20mL
	515111	BD ファシール™ プロテクタ P50J	25個/箱	20mm	50mL
	515106	BD ファシール™ プロテクタ P50 マルチ	150個/箱	20mm	50mL
	515117	BD ファシール™ プロテクタ P55	25個/箱	20mm	50mL
	515112	BD ファシール™ プロテクタ P53J	25個/箱	32mm	50mL
	515107	BD ファシール™ プロテクタ P53P	25個/箱	32mm	50mL
	515113	BD ファシール™ プロテクタ ソーラス P120J	50個/箱	20mm	—


マルチパック：個包装に5つのプロテクタが入っている。



BD ファシール™ アッセンブリーフィクスチャー

カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
515400	BD ファシール™ アッセンブリーフィクスチャー	1個/箱
515501	BD ファシール™ プロテクタP50Jキット	1セット/箱

515501のキット内容：BD ファシール™ プロテクタ P50J 200個 (8箱)、アッセンブリーフィクスチャー 1個 (1箱)



BD ファシール™ インジェクタ ルアーロック


カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
515008	BD ファシール™ インジェクタ ルアーロック N35J	50個/箱
515005	BD ファシール™ インジェクタ ルアーロック N35マルチ	250個/箱

マルチパック：個包装に5つのインジェクタが入っている。



BD ファシール™ スパイクセット*

カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
515505-ZAT	BDファシール™ スパイクセット	80個/箱



BD ファシール™ L コネクタ C90J

カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
515309	BD ファシール™ Lコネクタ C90J	50個/箱




BD ファシール™ 輸液アダプタ

カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
515310	BD ファシール™ 輸液アダプタC100J	50個/箱




BD ファシール™ プライミングセット*



BD ファシール™ プライミングセットC60/20滴N35

カタログ番号	チューブ材質	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515510-ZAT	DEHPフリー	20滴	152cm	13mL	10本/箱




BD ファシール™ プライミングセットC60/20FN35KN2

0.2μm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515519-ZAT	DEHPフリー	20滴	152cm	16mL	10本/箱

フィルター素材:親水性ポリエーテルスルホン(PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)



BD ファシール™ プライミングセットC60N35


カタログ番号	チューブ材質	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515511-ZAT	DEHPフリー	—	50cm	1.4mL	20本/箱



BD ファシール™ プライミングセットN35標50cm

カタログ番号	チューブ材質	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515573-ZAT	DEHPフリー	—	50cm	2.0mL	20本/箱


BD ファシール™ 延長チューブ*



BD ファシール™ 延長チューブ C35三活×1


カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515570-ZAT	DEHPフリー	1	50cm	1.4mL	20本/箱

BD ファシール™ 輸液セット*



BD ファシール™ 輸液セットC35/20滴三活×1

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515530-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	206cm	13mL	10本/箱




BD ファシール™ 輸液セットC35/20滴三活×1

0.2µm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515531-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	160cm	16mL	10本/箱

フィルター素材:親水性ポリエーテルスルフォン(PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)




BD ファシール™ プライミングセットC60N35

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515532-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	187cm	16mL	10本/箱




BD ファシール™ 輸液セット(シングルタイプ)*



BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515540-ZAT	DEHPフリー	—	20滴	131cm	13mL	15本/箱




BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴F

0.2μm フィルター付き


カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515544-ZAT	DEHPフリー	—	20滴	131cm	16mL	15本/箱

フィルター素材: 親水性ポリエーテルスルホン (PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン (PVDF)



BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴三活×1

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515541-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	181cm	16mL	15本/箱




BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴F三活×1

0.2μm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515545-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	181cm	17mL	15本/箱


フィルター素材: 親水性ポリエーテルスルホン (PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン (PVDF)

BD ファシール™ 輸液セット(ダブルタイプ)*



BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴W

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515542-ZAT	DEHPフリー	—	20滴	142cm	16mL	10本/箱




BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴FW

0.2μm フィルター付き


カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515546-ZAT	DEHPフリー	—	20滴	142cm	19mL	10本/箱

フィルター素材:親水性ポリエーテルスルホン(PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)



BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴三活×1W

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515543-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	192cm	19mL	10本/箱




BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴F三活×1W


0.2μm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装/出荷単位
515547-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	192cm	21mL	10本/箱

フィルター素材:親水性ポリエーテルスルホン(PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)




投与



BD ファシール™ IVライン接続キット

いつもの輸液ラインをBDファシール™システムにするためのキット


カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
MFX2409	BD ファシール™ IVライン接続キット (DEHPフリー)	50個/箱



BD ファシール™ コネクタ ルアーロック

ルアーロック式の製品に接続することで、ファシールの受け口を作る変換アダプタ

カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
515204	BD ファシール™ コネクタ ルアーロックC35J	50個/箱
515206	BD ファシール™ コネクタ ルアーロックC45J	50個/箱



BD ファシール™ インフュージョンクランプ

BDファシール™ インジェクタ ルアーロックとコネクタ ルアーロックの接続を保護するためのクランプ


カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
515403	BD ファシール™ インフュージョンクランプ	25個/箱



BD ファシール™ インジェクタ キャップ

輸送時などにBDファシール™ インジェクタ ルアーロックのメンブレン部分を保護するためのキャップ

カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
515404	BD ファシール™ インジェクタキャップM50	50個/箱



BD ファシール™ コネクタ キャップ

輸送時などにBDファシール™ コネクタ ルアーロックのメンブレン部分を保護するためのキャップ

カタログ番号	製品名	包装 / 出荷単位
515406	BD ファシール™ コネクタキャップ M70	50個/箱



廃棄

BD™ ケモセラピーコレクター 抗がん剤曝露防止用コンテナ

抗がん剤液漏れ防止のためのフタ接続部の
ガスケットと内部の吸収シート付廃棄容器



スライド式開閉



容量34.1L
(カタログ番号:305604)

※オプション
専用カート(カタログ番号:305091)

容量72.0L
(カタログ番号:305613)

※オプション
専用カート(カタログ番号:305093)



二面開閉



容量64.0L
(カタログ番号:305614)

※オプション
専用カート(カタログ番号:305092)

BD™ ケモセラピーコレクター 抗がん剤曝露防止用コンテナ

カタログ番号	分類	容量	サイズ(1個あたり)(高さ×横幅×奥行)cm	包装/出荷単位
305076	中型	11.3L	30.6 x 26.3 x 19.3	12個 / 1箱
305604	大型(スライド式開閉)	34.1L	47.2 x 45.0 x 30.4	8個 / 1箱
305613	特大(スライド式開閉)	72.0L	66.2 x 51.8 x 37.3	5個 / 1箱
305614	特大(二面開閉)	64.0L	51.8 x 37.3 x 62.2	5個 / 1箱

オプション

カタログ番号	分類	対応製品	製品名	包装/出荷単位
305091	大型(ペダルあり)	34.1L	34.1L(305616/305604)用カート	1個 / 1箱
305092	特大(ペダルなし)	64.0L	64.0L用カート(フットペダルなし)	1個 / 1箱
305093	特大(ペダルあり)	72.0L	72.0L(305609/305613)用カート	1個 / 1箱

販売名：BD ファシール 遮封式薬剤移注システム

医療機器承認番号：23000BZX00026000

販売名：BD ファシール プロテクタ ソーラス

製造販売届出番号：07B1X00003000134

販売名：BD ファシール IV ライン接続キット

製造販売届出番号：07B1X00003000169

* 販売名：BD ファシール遮封式輸液システム
(製造販売元：アトムメディカル株式会社)

医療機器承認番号：23000BZX00025000

製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

カスタマーサービス ☎ 0120-8555-90 FAX:024-593-3281

bd.com/jp/

BD, the BD Logo and BD PhaSeal are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.

© 2019 BD. All rights reserved.

26-044-05 201909

