

お客様各位

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社  
インテグレイテッド ダイアグノスティック  
ソリューションズ事業部『BD バキュテイナ® 採血管』電子添文(注意事項等情報)改訂のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、『BD バキュテイナ® 採血管』につきまして、下記の通り電子添文(注意事項等情報)を改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

今後とも引き続き弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 記

## &lt;対象製品&gt;

製品名	改訂版	電子添文 URL
BD バキュテイナ® 採血管	6	<a href="https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/md/PDF/530513/530513_219AFBZX00109000_A_02_04.pdf">https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/md/PDF/530513/530513_219AFBZX00109000_A_02_04.pdf</a>
BD バキュテイナ® バリオア™ 採血管	2	<a href="https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/md/PDF/530513/530513_219AFBZX00109000_D_01_02.pdf">https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/md/PDF/530513/530513_219AFBZX00109000_D_01_02.pdf</a>

販売名:BD バキュテイナ採血管  
医療機器認証番号:219AFBZX00109000  
製造販売業者:日本ベクトンディッキンソン株式会社

## &lt;改訂理由&gt;

クリアラベル変更に伴う記載整備

## &lt;改訂内容&gt; (【使用方法等】への追記)

変更前	変更後
【使用方法等】 記載なし。	【使用方法等】 (9) クリアラベルが貼付されている採血管のラベルにアルコールが付着しないようにすること。[クリアラベルにアルコールが付着すると、印字が読み取りにくくなる可能性がある。]

電子添文は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 医療機器情報検索サイトから閲覧いただけます。本製品の電子添文 URL:上記表をご参照ください。

以上

お問い合わせ先: カスタマーサービス [www.bdj.co.jp/s/cs/](http://www.bdj.co.jp/s/cs/)  
応対時間 9:00-12:00/13:00-17:00 (土日祝・弊社指定休日を除く)